

Inava

HYBRID TIMER



La technologie
sonique alliée
au brossage manuel

 30000 vibrations/minute*

 Têtes interchangeables

 Sensibilité

 15/100

 20/100 **NOUVEAU**

 RECHARGEABLE
SUR SECTEUR

 1 mois
1 MOIS D'AUTONOMIE

 LÉGÈRE ET NOMADE

 ERGONOMIQUE



Pour une hygiène optimale,
ASSAINISSEMENT ANTIBACTÉRIEN
de la brosse au micro-ondes



Ne pas mettre le manche
de la brosse au micro-ondes.
(voir la notice pour plus d'informations)

1 minute - 600 watts



DISPONIBLE EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE. Garantie 2 ans.
ACL : Brosse : 6086725 - Brossettes Sensibilité : 3401560165913 ;
Brossettes 15/10 : 3401560165920 ; Brossettes 20/100 : 340156016120100.

*Performance maximale atteinte

Brossage électrique Inava HYBRID

10X plus de plaque éliminée

**Efficacité
cliniquement
prouvée***

Gencives
sensibles

-73%
Indice de
saignement
papillaire
réduit de 73%*

-71%
Indice de plaque sur les
faces linguales réduit de 71%*


/2,5
Indice de plaque molaire
divisé par 2,5*



Temps de brossage contrôlé



Un **timer** programmé
pour **2 minutes** de brossage



- 1** 30"
- 2** 30"
- 3** 30"
- 4** 30"

De légers arrêts
toutes les **30 secondes**
pour indiquer
le passage au
quadrant suivant.

Au bout de 2 minutes,
les 4 quadrants de
la bouche sont nettoyés
de manière égale
et la brosse s'arrête.

Redémarrer si besoin.

235 276 - Janvier 2020

- SOINS QUOTIDIENS
- SOINS SPÉCIFIQUES
- SOINS ENFANTS
- SOINS ORTHODONTIQUES
- DENTO PRÉVENTION

Inava

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE

MARQUE
RECOMMANDÉE PAR
LES CHIRURGIENS-
DENTISTES*




www.pierrefabreoralcare-services.fr

Pierre Fabre
ORAL CARE

Notre science au service de la santé bucco-dentaire

*Enquête IMAGO - Décembre 2017.

*Comparaison entre la brosse à dents Inava HYBRID TIMER et une brosse à dents manuelle de référence. Étude clinique réalisée sous contrôle odontologique sur 110 sujets après 15 jours d'utilisation. Note globale > 8 pour les questionnaires de satisfaction - Février 2018.



Tête fine et arrondie
pour atteindre les zones de la bouche les plus difficiles d'accès

Col fin et manche flexible
qui s'adapte à toutes les configurations de bouche



Protège-tête
Resserre les brins



Technologie Inava
Brins arrondis non traumatisants pour les gencives et l'émail



Brosses à dents classiques
Brins non arrondis traumatisants pour vos gencives



INNOVATION
BROSSES À DENTS ASSAINISSABLES AU MICRO-ONDES

Réduction de + de **99,99%*** des micro-organismes (virus et bactéries)
Après un passage de 1 minute au micro-ondes à une puissance de 600 W en présence d'eau

SOINS QUOTIDIENS

SENSIBILITÉ

Brins coniques aux extrémités microfines
Pour un brossage efficace et non douloureux des dents et gencives sensibles.
ACL : 340 154 492 193 1



SOUPLE

ACL : 340 156 113 076 7



MI-DURE

ACL : 340 156 255 830 0



SYSTEM

MANCHE RÉUTILISABLE



Brosse à dents Inava 20/100° montée sur un manche ergonomique pour faciliter la préhension.
ACL : 340 159 969 139 1

PROTHÈSE

Pour le nettoyage quotidien des prothèses amovibles.
ACL : 340 152 646 864 5



SOINS SPÉCIFIQUES

DISPOSITIF MÉDICAL**

Seule brosse avec un statut de dispositif médical. Indiquée dans les atteintes de la muqueuse buccale**.
ACL : 340 156 621 648 0



PARODONTIE

Coupe en V inversé
Maintenance parodontale. Pénètre dans les sillons gingivaux et les zones difficiles d'accès.
ACL : 340 157 092 057 1



POST-OPÉRATOIRE

Brins les plus fins du marché, pour un brossage d'une douceur extrême. À utiliser après intervention pendant 7 jours.
ACL : 340 159 954 132 0



CHIRURGICALE EXTRA SOUPLE

Retour progressif au brossage normal. Utilisation pendant 2 semaines après la « Post-opératoire ».
ACL : 340 156 123 034 4



SOINS ENFANTS

KIDS 0/6 ANS

Coupe concave
Parfaite pour les dents de lait. Très petite tête, brins 15/100° souples.
ACL : 340 154 716 876 0



JUNIOR 7/12 ANS

Coupe décroissante
Pour les premières molaires. Petite tête, brins 17/100° souples.
ACL : 340 154 716 882 1



SOINS ORTHODONTIQUES

ORTHODONTIE 7/12 ANS

Coupe en U « ortho »
Petite tête, brins 17/100° souples.
ACL : 340 154 716 899 9



ORTHO-X ORTHODONTIE ADULTE

Brins externes croisés pour nettoyer sous les arcs. **Brins centraux plus courts** : pour un brossage optimal des bagues. Existe en 2 duretés :
Souple 17/100° - ACL : 6038757
Médium 22/100° - ACL : 6038758



DENTO PRÉVENTION

DentoFil Chlorhexidine

Protection anti-bactérienne
Fil fin à la Chlorhexidine, ciré. Non aromatisé.
ACL : 340 154 403 634 5

DentoFil Fluor

Protection caries
Fil ruban fluoré. Aromatisé à la menthe.
ACL : 340 154 403 628 4

DentoFil Black

Visualisation du retrait de plaque
Fil fin à la Chlorhexidine, ciré. Non aromatisé.
ACL : 340 158 278 841 1

DentoFil White expanding

Anti-plaque
Fil expansible. Fin et aromatisé à la menthe.
ACL : 340 154 403 640 6



DentoPlaque
Révélateur de plaque Pour un brossage plus efficace.
ACL : 340 156 058 940 5



Orthoprotect* ELGYDIUM CLINIC**
Cire de protection orthodontique. Dispositif Médical
ACL : 340 157 912 891 6



Dental Picks
Bâtonnet interdentaire pour l'élimination de la plaque et des résidus alimentaires à tout moment de la journée.
ACL : 6036985

*** DÉNOMINATION : ELGYDIUM CLINIC ORTHOPROTECT. DESTINATION : soulage les irritations causées par les appareils orthodontiques. CARACTÉRISTIQUES : Microcristalline wax, paraffin, hydrotreated wax (pétroleum). Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Dispositif médical de classe I. Non remboursé par la sécurité sociale. Fabricant : Industria Zingardi srl. Distributeur : Pierre Fabre Oral Care. Date de révision : Février 2019.

* 1/ Évaluation in vitro de l'efficacité décontaminante des micro-ondes sur des brosses à dents INAVA après contamination artificielle par le virus de l'Herpès buccal humain. Fonderepar, Toulouse mars 2014. 2/ Évaluation in vitro de l'efficacité décontaminante des micro-ondes sur des brosses à dents INAVA. Étude réalisée sur des souches de la flore aérobie. Fonderepar, Toulouse mars 2014.