

Inava

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE



BROSSETTES INTERDENTAIRES

2,5x + de plaque retirée⁽¹⁾

TECHNICITÉ

Double fonction pédagogique :

- + **Brins noirs plus fins :**
Visualisation du retrait de plaque
- + **Brins blancs plus épais :**
Révélation de saignements en cas de gencives sensibles



EFFICACITÉ

2 diamètres de brins :

- + Brins noirs plus fins pour faciliter l'insertion
- + Brins blancs plus épais pour un retrait de plaque + efficace

Longueur des torons évolutive pour les tailles les plus larges :

- + Efficacité dans les zones **postérieures** grâce à l'augmentation de la surface de contact
- + Garantir l'éjection de la plaque dentaire

FLEXIBILITÉ ET RÉSISTANCE

- + Alliage protecteur du toron

(1) Cleaning efficacy by robot toothbrushing system and computer assisted optical automatic plaque planimetry (APP) - Nov.22



+ EXPERT **- SAIGNEMENTS** **NETTOYAGE À 100%**



TRIO COMPACT

INNOVATION 3-EN-1

- + **Trio Compact =**
1 Manche ergonomique
+ 3 Recharges
- 7 tailles de recharges pour composer votre brosette personnalisée

- + **Meilleur retrait de plaque :**
Meilleure préhension et accès aux zones postérieures

- + **Format nomade**

- + **Idéal pour les débutants**

6 COMBINAISONS DISPONIBLES



Recharges Trio Compact

- + Pour encore plus de personnalisation

7 TAILLES DISPONIBLES



MONO COMPACT

8 TAILLES DISPONIBLES

- + **Caractéristiques techniques :**
+ efficacité
+ facile d'utilisation
- + **Un large choix de diamètres**
pour s'adapter à tous les espaces interdentaires

Ø DES BRINS		Noirs		Blancs									
		5/100°	5/100°	6/100°	6/100°	8/100°	8/100°	8/100°	9/100°	9/100°	9/100°	10/100°	11/100°
		5/100°	6/100°	8/100°	8/100°	8/100°	9/100°	9/100°	9/100°	10/100°	10/100°	10/100°	13/100°
11 mm													
		ISO 0	ISO 1	ISO 2		ISO 3	ISO 4	ISO 5				ISO 6	ISO 7
		0,6 mm	0,8 mm	1 mm		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm				2,2 mm	2,6 mm
		CYLINDRIQUE	CYLINDRIQUE	CONIQUE		CONIQUE	CONIQUE	CONIQUE				CONIQUE	CONIQUE

NOUVEAU

PRECIBRUSH

Monotouffe



- ✓ **Brins en 10/100^{ème}**
respectueux pour les gencives et les dents
- ✓ **Coupe biseautée**
pour plus de précision dans les zones sensibles ou difficiles d'accès



Inava
TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE